

# Laboratorio práctico 1 Sistemas de protección eléctrica y equipos biomédicos.

## 1. Objetivo

Toma de contacto con llaves térmicas y diferenciales. Toma de contacto con equipos biomédicos y sus manuales de uso. Como iniciar el uso de un equipo. Documentación de uso y de fallas.

#### 2. Fundamento teórico

## Ley de Ohm.

Para cualquier resistencia ohmica se cumple que: V=R x I, siendo R igual al valor de la resistencia (Ohms), I el valor de la corriente (Amperios), V valor del votaje en los bornes de la resistenca (Voltios). Recordar que una lampara es un material resistente ohmico.

### Leyes de Kirchhoff.

<u>Primera ley:</u> la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. <u>Segunda ley:</u> la caída de tensión entre dos puntos es igual a la suma de las caídas de tensión entre estos dos.

- **Interruptor diferencial**: actúa desconectando una instalación eléctrica o parte de ella cuando la corriente que pasa por uno de los polos, supera a la que pasa por el otro en un valor determinado (Ejemplo: corriente mayor a 15 mA, 30 mA, 40 mA).
- **Interruptor Termomagnético:** actúa desconectando una instalación eléctrica o parte de ella cuando la corriente que los atraviesa supera un valor preestablecido (Ejemplo: corriente mayor a 15 A, 25 A, 40 A).

#### 3. Objetivos prácticos

Observar la aplicación páctica de los sistemas de protección eléctrica en un resinto hospitalario.

Entender y poner a prueba el funcionamiento de un interruptor diferencial. Entender y poner a prueba el funcionamiento de un interruptor termomagético. Toma de contacto con equipo biomédico y sus manuales de uso.



## 4. Introducción a la práctica

Para cumplir el primer objetivo se realizara una visita guíada en el mismo hospital pudiendo observar tableros y demas instalciones electricas correspondientes. No lleva protocólo.

En la segunda parte se realizaran distintos circuitos cuyo fin es darle utilidad a los interruptores tanto direrenciales como termomágneticos. Se aplican conocimentos previos explicados en el fundamneto teórico.

Por último se dejara interactuar a el alumno con un equipo médico "nuevo de paquete". Con esto se desea que se relacione con el desembalaje, puesta a punto para su uso (manuales y requisitos) y con el propio equipo.

#### 5. Material necesario para la práctica

- 1. Interruptor diferencial de 30 mA
- 2. Interruptor termomagnético de 32 A
- 3. Lámpara
- 4. Resistencias: 1 K $\Omega$ , 15 K $\Omega$
- 5. Cables
- 6. Simulador electrónico de ECG

### 6. Protocolo

Ya que se trabaja a una corriente de 220 V, como medida de precaución no comenzar la practica sin la supervisación del docente.

### Segunda parte:

- Interruptor diferencial
  - 1. Arme el circuito que se muestra en la figura 1, con  $R=15 \text{ K}\Omega$ .
  - 2. Conecte el circuito a la red de alimentación (220 V).
  - 3. Observe resultados.
  - 4. Repita los pasos del 1 al 3 con  $R=1K\Omega$ .




Figura 1.



- Interruptor termomagnético
  - 5. Arme el circuito que se muestra en la figura 2, con  $R=15 \text{ K}\Omega$ .
  - 6. Conecte el circuito a la red de alimentación (220 V).
  - 7. Observe resultados.
  - 8. Repita los pasos del 5 al 7 con  $R=1K\Omega$ .




Figura 2.

## Tercera parte:

- 1. Desembale el equipo
- 2. Identifique el manual de usario
- 3. Asegurese que los accesorios indicados en el manual se encuentren junto a el equipo.
- 4. Asegurese que la tensión de funcionamiento del equipo (voltaje) sea igual a la disponible en la red de alimentación a utilizar (220 V)
- 5. Tome las precauciones necesarias para poner en funcionamiento el equipo segun lo indique el manual.
- 6. Conecte el equipo siguiendo las indicaciones del manual, utilizando un simulador electrónico en vez de un paciente.
- 7. Verifique con los resultados que le funcionamiento sea el correcto.

Curso de Electricidad, Electrónica e Instrumentación con Seguridad - Laboratorio núcleo de ingeniería biomédica. Facultades de medicina e ingeniería. Universidad de la República Oriental del Uruguay



### 7. Conclusiones

¿Que conclusiones puede obtener a partir de lo observado en la segunda parte del laboratorio? En lo que a la aplicación de cada inetrruptor se refiere.

¿En que se diferencia el interruptor diferencial y el termomagnético?

¿Como funcionan los interruptores?

¿Cuáles son sus funciones principales? ¿que situacines se desean prevenir con su uso?

¿Que significa el valor indicado de corriente ( $I\Delta n$ ) en cada inetrruptor? Ejemplo; interruptor diferencial de **30 mA.** 

¿Cual es la función del botón que tiene el interruptor diferencial?

¿Cuales son los pasos a seguir para poner en uso un equipo recién comprado?

¿Como procede en caso de encontrar el embalaje en malas condiciones o la ausencia de algunos de los accesorios?

## 8. Referencias

- Clase 1 de CEEIBS
- Clase 2 de CEEIBS